


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Psmd14 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00487

Número de artículo: CM0005148



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a PSMD14 humano (UniProt O00487), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la función del proteasoma, la degradación de proteínas y la reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo PSMD14
Observaciones/Alias	PAD1; POH1; RPN11; PSMD14
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10213
GeneID	10213
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 112-210 de PSMD14 humano (O00487)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00487
Peso proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo