

Anticuerpo Monoclonal De Conejo PspH Para Wb, Elisa - P78330

Número de artículo: CM0007164



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo PSPH de alta calidad validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Se dirige a la fosfoserina fosfatasa, una enzima clave en la biosíntesis de L-serina. Ideal para estudios de metabolismo y trastornos neurológicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo PSPH
Observaciones/Alias	PSP; PSPHD; PSPH
Especie	Humano
ID del gen	5723
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-225 de PSPH humano (NP_004568.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P78330
Peso proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo