

Anticuerpo Policlonal Conejo Anti-Bgat (Abo) Para Wb Y Elisa - P16442

Número de artículo: CM0023913



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra BGAT humano (transferasa ABO) validado para WB y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para investigación de antígenos del grupo sanguíneo ABO.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	BGAT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GTB; NAGAT; A3GALNT; A3GALT1; BGAT
Especie	Humano
GeneID	28
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 54-354 de BGAT humano (NP_065202.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16442
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo