

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gnai3 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P08754

Número de artículo: CM0015154



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GNAI3 humano, validado para Western blot, IF/ICC, IP y ELISA. Reconoce GNAI3 humano y de ratón; adecuado para estudiar la señalización de proteínas G y la división celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KO Validado] GNAI3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	87U6; HG1A; ARCND1; ARCOD5; I3
Especie	Humano
GeneID	2773
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-354 de GNAI3 humano (NP_006487.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P08754
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo