

## Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Cd117/C-Kit Para Citometría De Flujo - P05532

Número de artículo: CM0011525



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con , validado para citometría de flujo, dirigido contra el CD117/c-Kit de ratón (SWISS: P05532). Detecta el receptor de superficie en células hematopoyéticas y germinales; adecuado para investigación con células madre y análisis de mastocitos.

[Aprende más](#)

| Especificación      | Detalle                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Anticuerpo monoclonal conejo anti-ratón CD117/c-Kit                                                                                           |
| Observaciones/Alias | W, Bs, Fdc, Ssm, SC01, SC05, SOW3, CD117, c-KIT, Tr-kit, Gsfsc01, Gsfsc05, Gsfscow3                                                           |
| Especie             | Ratón                                                                                                                                         |
| GeneID (Humano)     | 3815                                                                                                                                          |
| GeneID              | 16590                                                                                                                                         |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-523 del CD117/c-Kit de ratón (NP_001116205.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                        |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                      |
| Aplicación          | CF                                                                                                                                            |
| Reactividad cruzada | Ratón                                                                                                                                         |
| SWISS               | P05532                                                                                                                                        |
| Peso proteico       | 22kDa/108kDa/109kDa                                                                                                                           |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                |