


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ogfod1 Para Wb, Elisa - Q8N543

Número de artículo: CM0018956



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra OGfOD1 humano (TPA1), validado para Western blot y ELISA. Se dirige a la prolil 3-hidroxilasa de 63 kDa involucrada en la terminación de la traducción y la formación de gránulos de estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	OGfOD1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TPA1; OGfOD1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55239
GeneID	55239
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-140 de OGfOD1 humano (NP_060703.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8N543
Peso proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo