

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ubc Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P0Cg48

Número de artículo: CM0026313



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra UBC humano (ubiquitina C) validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación de la vía de la ubiquitina y estudios de degradación de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	UBC Conejo pAb
Observaciones/Alias	HMG20; UBC
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	7316
ID del Gen	7316
Inmunógeno	Péptido sintético - Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la UBC humana (NP_066289.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P0CG48
Peso Proteico	77kDa
Envío	Bolsa de hielo