

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Znf217 Para Wb, If/Icc, Elisa - O75362

Número de artículo: CM0026999



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ZNF217 humano para WB, IF/ICC y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. ZNF217 es un represor de la transcripción de dedo de zinc que promueve la proliferación celular y la fosforilación de AKT.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZNF217 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ZABC1; ZNF217
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	7764
ID de gen	7764
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-190 del ZNF217 humano (NP_006517.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75362
Peso proteico	115kDa
Envío	Bolsa de hielo