

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Raptor Para Wb, Elisa - Q8N122

Número de artículo: CM0019609



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra Raptor humano (RPTOR), validado para WB y ELISA. Reconoce Raptor humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la señalización de mTORC1 y la autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Raptor pAb de conejo
Observaciones/Sinónimo	KOG1; Mip1; Raptor
Especie	Humano
GeneID	57521
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 888-1013 de Raptor humano (NP_065812.1)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q8N122
Peso de la proteína	149 kDa
Envío	Bolsa de hielo