

Mab De Conejo Rbmh/Hnrnp G Para Wb, Ihc-P, Elisa - P38159

Número de artículo: CM0003243



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra RBMX/hnRNP G humano (SWISS P38159), apto para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Se dirige a una proteína de unión a ARN clave implicada en el splicing alternativo y la supresión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo RBMX/hnRNP G
Observaciones/Alias	RNMx; HNRPG; HNRNPG; MRXS11; RBMP1; RBMPRT; hnRNP-G; RBMX/hnRNP G
Especie	Humano
GeneID (Humano)	27316
GeneID	27316
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 292-391 de RBMX/hnRNP G humano (NP_002130.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P38159
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo