


Anticuerpo Policlonal De Conejo Rpl28 Para Wb, If/Icc, Elisa - P46779

Número de artículo: CM0015550



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la proteína ribosómica 60S L28 humana (RPL28). Validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Peso molecular ~16 kDa. Adecuado para investigación de ribosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPL28 Conejo pAb
Observaciones/Alias	L28; eL28; RPL28
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6158
GeneID	6158
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la proteína RPL28 humana (NP_000982.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P46779
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo