

Mab De Conejo Anti-S100B Para Wb, If, Ihc-P, Elisa - P04271

Número de artículo: CM0003649



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-S100B validado para WB, IF, IHC-P, ELISA. Detecta S100B de humano, ratón y rata. Ideal para investigación en neurociencia, neurobiología y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-S100B
Observaciones/Alias	NEF; S100; S100-B; S100beta; S100B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6285
GeneID	6285
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-92 de la S100B humana (NP_006263.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04271
Peso de la proteína	11kDa
Envío	Bolsa de hielo