

Anticuerpo Policlonal De Conejo Samm50 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Y512

Número de artículo: CM0026418



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a SAMM50 humano (mantenimiento de crestas mitocondriales). Validado para WB, IHC-P, IP, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de ensamblaje de la cadena respiratoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SAMM50 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OMP85; SAM50; TOB55; TRG-3; CGI-51; YNL026W; SAMM50
Especie	Humano
GeneID (Humano)	25813
GeneID	25813
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de SAMM50 humano (NP_056195.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y512
Peso molecular de la proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo