

Anticuerpo Policlonal De Conejo Sash1 Para Wb Y Elisa - O94885

Número de artículo: CM0013589



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SASH1 humano, validado para WB y ELISA. Detecta SASH1 en muestras humanas y de ratón. Ideal para estudios sobre la señalización NF-κB, la migración celular y la pigmentación de la piel.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SASH1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	DUH; DUH1; CAPOK; SH3D6A; dJ323M4.1; SASH1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	23328
ID de Gen	23328
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de SASH1 humano (NP_056093.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O94885
Peso Proteico	137kDa
Envío	Bolsa de hielo