

Anticuerpo Policlonal De Conejo Serpina10 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9UK55

Número de artículo: CM0026739



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo SERPINA10 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para investigación de coagulación sobre el inhibidor de proteasa dependiente de proteína Z. 51kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo SERPINA10
Observaciones/Alias	PZI; ZPI; SERPINA10
Especie	Humano
ID del Gen	51156
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UK55
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo