


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Setd7 Para Wb Y Elisa - Q8Wts6

Número de artículo: CM0011800



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la histona-lisina N-metiltransferasa SETD7. Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Herramienta de investigación epigenética para estudios de metilación de histonas y regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb SETD7 de conejo
Observaciones/Alias	KMT7; SET7; SET9; SET7/9; SETD7
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	80854
ID del gen	80854
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de la proteína SETD7 humana (Q8WTS6).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WTS6
Peso proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo