


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Smac/Diablo Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nr28

Número de artículo: CM0010538



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante contra Smac/Diablo humano (SMAC), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre apoptosis y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Smac/Diablo mAb de conejo
Observaciones/Alias	SMAC; DFNA64; Smac/Diablo
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	56616
ID de gen	56616
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 56-239 de Smac/Diablo humano (NP_063940.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NR28
Peso de la proteína	27kDa/21kDa/22kDa
Envío	Bolsa de hielo