

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Snrpn Para Wb Y Elisa - P63162

Número de artículo: CM0020215



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SNRPN validado para aplicaciones de WB y ELISA. Detecta SNRPN humano, de ratón y de rata, una proteína nuclear asociada al splicing que participa en el procesamiento alternativo del ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra SNRPN
Observaciones/Alias	SMN; PWCR; SM-D; sm-N; RT-LI; HCERN3; SNRNP-N; SNURF-SNRPN; SNRPN
Especie	Humano
ID del gen	6638
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de SNRPN humano (NP_003088.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P63162
Peso molecular	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo