

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Spire2 Para Wb Y Elisa - Q8Wwl2

Número de artículo: CM0019315



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SPIRE2 validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Dirigido contra el factor de nucleación de actina SPIRE2, implicado en la dinámica de la actina, el transporte vesicular y la reparación del daño en el ADN. Ideal para la investigación del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SPIRE2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	Spir-2; SPIRE2
Especie	Humano
GeneID (humano)	84501
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-190 de SPIRE2 humano (NP_115827.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q8WWL2
Peso de la proteína	80 kDa
Envío	Bolsa de hielo