

Anticuerpo Policlonal De Conejo St3Gal3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q11203

Número de artículo: CM0025896

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ST3GAL3, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA.

Reacciona con humano, ratón, rata. Útil para estudiar la función de la sialiltransferasa y la glicosilación en el Golgi.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ST3GAL3
Observaciones/Alias	ST3N; DEE15; MRT12; SIAT6; EIEE15; ST3GALII; ST3GALIII; ST3Gal III; ST3GAL3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6487
ID del Gen	6487
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-375 de ST3GAL3 humano (NP_006270.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q11203
Peso Molecular de la Proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo