

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Stx1A Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q16623

Número de artículo: CM0002037

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo STX1A de alta calidad validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata, dirigido a la proteína SNARE neuronal syntaxina-1A (UniProt Q16623).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	STX1A Rabbit mAb
Observaciones/Alias	STX1; HPC-1; P35-1; SYN1A; STX1A
Especies	Humano
GeneID (Humano)	6804
GeneID	6804
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de STX1A humano (Q16623)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16623
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo