

Anticuerpo Policlonal De Conejo Stx1A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16623

Número de artículo: CM0024906

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra STX1A humano (Sintaxina-1A), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Útil para estudiar la exocitosis mediada por SNARE y la neurotransmisión.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	STX1A pAb de Conejo
Observaciones/Alias	STX1; HPC-1; P35-1; SYN1A; STX1A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6804
GeneID	6804
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de STX1A humano (Q16623)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Polic Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q16623
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo