

Anticuerpo Policlonal De Conejo Sumo2/3 (Wb, Elisa) - P61956 / P55854

Número de artículo: CM0022476



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SUMO2/3 humano, validado para Western blot y ELISA. Detecta SUMO2 y SUMO3 con reactividad cruzada con ratón y rata; adecuado para estudiar la sumoilación y la degradación proteasómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SUMO2/3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HSMT3; SMT3B; SUMO3; Smt3A; SMT3H2; SUMO2/3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6613/6612
GeneID	6613/6612
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-95 del SUMO2/3 humano (NP_008868.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P61956/P55854
Peso Proteico	11 kDa
Envío	Bolsa de hielo