

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Histona H3-R8 Simétricamente Dimetilada (Q16695/P68431) Para Wb, Elisa, Chip

Número de artículo: CM0000349



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la histona H3-R8 simétricamente dimetilada (SWISS Q16695/P68431). Adecuado para WB, ELISA y ChIP. Reconoce humano, ratón, rata y otras especies (se predice un amplio rango). Ideal para investigación epigenética y de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo contra Histona H3-R8 Simétricamente Dimetilada (pAb)
Observaciones/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Histona H3-R8 Simétricamente Dimetilada
Especies	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético simétricamente dimetilado alrededor de la R8 de la histona H3 humana (NP_003520.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, ELISA, ChIP
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio Rango Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Molecular de la Proteína	15kDa
Envío	Bolsa de hielo