


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Topoisomerasa Ii Alfa/Top2A Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P11388

Número de artículo: CM0011770



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Topoisomerasa II alfa/TOP2A para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Validado en Humano, Ratón, Rata. Inmunógeno: péptido sintético de la región C-terminal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Topoisomerasa II alfa/TOP2A
Observaciones/Alias	TOP2; TP2A; TOPIIA; TOP2alfa
Especie	Humano
ID del Gen	7153
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1431-1531 de la Topoisomerasa II alfa/TOP2A humana (NP_001058.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11388
Peso Molecular de la Proteína	174kDa
Envío	Bolsa de hielo