


Anticuerpo Policlonal De Conejo Trimetil-Histona H3 (K9) - Q16695/P68431 | Wb, Chip, Ihc, Elisa

Número de artículo: CM0000395



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la trimetilación en la lisina 9 de la histona H3 (Q16695/P68431). Adecuado para aplicaciones de Western blot, ChIP, inmunohistoquímica y ELISA en múltiples especies.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo TriMetil-Histona H3-K9
Observaciones/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMetil-Histona H3-K9
Especie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético - Un péptido sintético trimetilado alrededor de K9 de la histona H3 humana (NP_003520.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango Amplio Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo