


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vegfc Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49767

Número de artículo: CM0017694



Introducción

Anticuerpo policlonal (pAb) de conejo anti-VEGFC validado para WB, IHC-P y ELISA. Reconoce VEGFC humano y de ratón, un factor de crecimiento clave para la angiogénesis y linfangiogénesis. Ideal para la investigación en biología vascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo anti-VEGFC
Observaciones/Alias	VRP, Flt4-L, LMPH1D, LMPHM4, VEGFC
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	7424
ID de gen	7424
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 del VEGFC humano (NP_005420.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P49767
Peso de la proteína	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo