

Yy1 Rabbit Pab Para Wb, Elisa, Chip - P25490

Número de artículo: CM0018480



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra YY1 para WB, ELISA, ChIP. Reacciona con la proteína YY1 humana, de ratón y de rata (~45 kDa). Ideal para el estudio de la regulación de la transcripción, la remodelación de la cromatina y la reparación del ADN. - P25490

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	YY1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DELTA; NF-E1; UCRBP; GADEV5; INO80S; YIN-YANG-1; YY1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7528
GeneID	7528
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 80-160 de YY1 humana (NP_003394.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA, ChIP
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P25490
Peso de la proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo