


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Zap70 Para Wb, If-P, Elisa - P43403

Número de artículo: CM0005184



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra ZAP70 humano, validado para Western blot (WB), inmunofluorescencia (IF-P) y ELISA. Diana: tirosina quinasa esencial para la señalización del receptor de células T y la inmunidad adaptativa. 70 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo ZAP70
Observaciones/Alias	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70; ZAP70
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7535
GeneID	7535
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 550-619 de ZAP70 humano (NP_001070.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P43403
Peso Proteico	70kDa
Envío	Bolsa de hielo