

Anticuerpo Policlonal De Conejo Zscan4 Para Wb Y Elisa - Q8Nam6

Número de artículo: CM0018391

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ZSCAN4 humano (ZNF494), generado contra una proteína recombinante (aa 1-227). Adecuado para Western blot y ELISA, ideal para estudios de pluripotencia de células madre y dinámica de los telómeros.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZSCAN4 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ZNF494; ZSCAN4
Especie	Humano
ID del gen (humano)	201516
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-227 de ZSCAN4 humano (NP_689890.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8NAM6
Peso de la proteína	49 kDa
Envío	Bolsa de hielo