

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Para 2'-O-Metilcitidina (Cm) Para Dot Blot Y Elisa

Número de artículo: CM0000038

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para la 2'-O-metilcitidina (Cm), un nucleósido de ARN modificado. Adecuado para aplicaciones de Dot Blot (DB) y ELISA con reactividad cruzada independiente de la especie. Ideal para la investigación en epitranscriptómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo para 2'-O-metilcitidina/ Cm
Observaciones/Alias	Cm; 2'-O-metilcitidina; 2'-O-metilcitidina/ Cm
Especie	Humano
Inmunógeno	Compuestos químicos conjugados a Cm
Origen	Conejo
Categoría	Otros anticuerpos modificados
Aplicación	Dot Blot (DB), ELISA
Reactividad cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo