

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti 2'-O-Metilcitidina/Cm Para Aplicaciones De Dot Blot Y Elisa

Número de artículo: CM0000020

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que targeting 2'-O-metilcitidina (Cm), un nucleósido modificado. Adecuado para aplicaciones de dot blot (DB) y ELISA con reactividad cruzada independiente de la especie. Ideal para investigación de epitranscriptómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	2'-O-metilcitidina/ Cm pAb de Conejo
Observaciones/Alias	Cm; 2'-O-metilcitidina; 2'-O-metilcitidina/ Cm
Especie	Humano
Inmunógeno	Compuestos químicos
Origen	Conejo
Categoría	Otros Anticuerpos Modificados
Aplicación	DB, ELISA
Reactividad Cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo