

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti 2'-O-Metilguanosina (Gm) Para Dot Blot Y Elisa

Número de artículo: CM0000024

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la modificación de 2'-O-metilguanosina (Gm). Adecuado para aplicaciones de dot blot (DB) y ELISA. Reactividad independiente de la especie, ideal para investigación en epitranscriptómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	2'-O-Metilguanosina(Gm) pAb de conejo
Especie	Humano
Inmunógeno	Compuestos químicos Gm
Origen	Conejo
Categoría	Otros anticuerpos modificados
Aplicación	DB, ELISA
Reactividad cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo