

Mab De Conejo Anti 2'-O-Metilguanosina (Gm) Para Db Y Elisa | Anticuerpo Contra Nucleósido Modificado Independiente De Especie

Número de artículo: CM0000035

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para 2'-O-Metilguanosina (Gm), un nucleósido modificado. Reactividad independiente de especie, validado para dot blot (DB) y ELISA. Ideal para ensayos de detección de modificaciones de ARN y epitranscriptómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti 2'-O-Metilguanosina (Gm)
Observaciones / Alias	2'-O-Metilguanosina; Gm; 2'-O-Metilguanosina (Gm)
Especie	Independiente de especie
ID de gen	CAS: 2140-71-8
Inmunógeno	Compuestos químicos (Gm)
Origen	Conejo
Categoría	Otros anticuerpos modificados
Aplicación	DB, ELISA
Reactividad cruzada	Independiente de especie
Envío	Bolsa de hielo