

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-2'-O-Metiluridina (Um) Para Dot Blot Y Elisa

Número de artículo: CM0000070

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-2'-O-metiluridina (Um). Específico para el nucleósido modificado Um. Validado para Dot Blot y ELISA, independiente de la especie. Ideal para investigación de modificaciones de ARN y desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	2'-O-metiluridina(Um) mAb de conejo
Observaciones/Alias	Um; 2'-O-metiluridina; 2'-O-metiluridina(Um)
Especie	Humano
GenelD	CAS: 2140-76-3
Inmunógeno	Compuestos químicos Um
Origen	Conejo
Categoría	Otros anticuerpos modificados
Aplicación	DB, ELISA
Reactividad cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo