

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-2'-O-Metiluridina (Um) Para Elisa Y Dot Blot - Um

Número de artículo: CM0023851

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la 2'-O-metiluridina (Um), una modificación del ARN prevalente. Adecuado para ELISA y dot blot (DB) con reactividad independiente de la especie, apoyando la investigación epitranscriptómica y el desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalle
Nombre del Producto	2'-O-metiluridina(Um) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	Um; 2'-O-metiluridina; 2'-O-metiluridina(Um)
Especie	Humano
Inmunógeno	Compuestos químicos Um
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	DB, ELISA
Reactividad Cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo