

Mab De Conejo Contra Arn De 5-Metilcitidina (M5C) Para Db Y Elisa

Número de artículo: CM0000002

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la modificación de ARN por 5-metilcitidina (m5C), validado para dot blot y ELISA. Presenta una amplia reactividad cruzada predicha con humanos, ratones, ratas y otras especies. Ideal para investigación en epitranscriptómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra 5-metilcitidina/m5C (ARN)
Observaciones/Alias	m5C
Inmunógeno	Compuestos químicos correspondientes a m5C.
Origen	Conejo
Categoría	Otros anticuerpos modificados
Aplicación	DB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Amplio rango predicho)
Envío	Bolsa de hielo