

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra 5-Metilcitidina/M5C - M5C

Número de artículo: CM0020217

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo independiente de la especie contra 5-metilcitidina (m5C) para aplicaciones de dot blot (DB) y ELISA. Adecuado para estudios de metilación de ADN/ARN en entornos de diagnóstico e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal (pAb) de conejo contra 5-metilcitidina/m5C
Inmunógeno	Compuestos químicos m5C
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	DB, ELISA
Reactividad cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo