

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra 5-Metilcitosina (5Mc) Para Db Y Elisa - Reactividad Cruzada Independiente De La Especie

Número de artículo: CM0000001

Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo contra 5-Metilcitosina (5mC) es adecuado para aplicaciones de dot blot y ELISA con reactividad cruzada independiente de la especie. Ideal para investigación epigenética y el desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	5-Metilcitosina (5mC) mAb de Conejo
Observaciones/Alias	5mC; 5-Metilcitosina (5mC)
Inmunógeno	Compuestos químicos 5mC
Fuente	Conejo
Categoría	Otros Anticuerpos Modificados
Aplicación	DB, ELISA
Reactividad Cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo