

5-Metilcitosina (5Mc) Conejo Pab - 5Mc

Número de artículo: CM0021209

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la 5-Metilcitosina (5mC), aplicable en dot blot (DB) y ELISA. La reactividad cruzada independiente de la especie permite amplias aplicaciones en investigación epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	5-Metilcitosina (5mC) Conejo pAb
Inmunógeno	Compuestos químicos 5mC
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	DB, ELISA
Reactividad Cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo