

Anticuerpo Monoclonal 647 Conejo Anti-Humano Btn3A1/2/3 Para Fc - O00481 / P78410 / O00478

Número de artículo: CM0011527



Introducción

Anticuerpo monoclonal conjugado con 647 de alta calidad dirigido contra BTN3A1/2/3 humano (CD277) para citometría de flujo. Ideal para investigación en activación de células T, inmunidad adaptativa e inmuno-oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb 647 Conejo anti-Humano BTN3A1/2/3
Observaciones/Alias	BTf5; BT3.1; CD277; BTN3.1
Especie	Humano
GeneID	11119/11118/10384
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 470-630 de BTN3A1 humano (NP_008979.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O00481/P78410/O00478
Peso Molecular de la Proteína	58kDa
Envío	Bolsa de hielo