

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-A-Actin-1 (Acta1) Para Wb, If-P, Elisa - P68133

Número de artículo: CM0005580



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a la α -Actin-1 (ACTA1) humana, validado para WB, IF-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para investigación de músculo esquelético y estudios de miopatías.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti- α -Actin-1 (ACTA1)
Observaciones/Alias	ACTA; ASMA; CFTD; MPFD; NEM1; NEM2; NEM3; SHPM; CFTD1; CFTDM; CMYP2A; CMYP2B; CMYP2C; α -Actin-1 (ACTA1)
Especie	Humana
GeneID (humano)	58
GeneID	58
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-350 de la α -Actin-1 (ACTA1) humana (P68133).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P68133
Peso de la proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo