


Pab De Conejo Para A-Sinucleína - P37840

Número de artículo: CM0025876



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti- α -Sinucleína validado para WB, IF/ICC, IF-P y ELISA. Detecta la α -Sinucleína humana, de ratón y de rata, una proteína neuronal que regula el transporte de vesículas sinápticas y la liberación de neurotransmisores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	pAb de conejo para α -Sinucleína
Observaciones/Alias	PD1; NACP; PARK1; PARK4; α -Sinucleína
Especie	Humana
GeneID (Humano)	6622
GeneID	6622
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 59-140 de la alfa-sinucleína humana (NP_000336.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlinales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P37840
Peso de la proteína	14kDa
Envío	Bolsa de hielo