


Pab De Conejo Abcc8 Para Wb, Elisa - Q09428

Número de artículo: CM0026455



Introducción

El pAb de conejo ABCC8 es un anticuerpo policlonal validado para WB y ELISA, que reconoce el ABCC8/SUR1 humano con reactividad cruzada con ratón. Esencial para la investigación sobre secreción de insulina y diabetes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo ABCC8
Observaciones/Alias	HI; SUR; HHF1; MRP8; PHH1; SUR1; ABC36; HRINS; PNDM3; TNDM2; SUR1delta2; ABCC8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6833
GeneID	6833
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 700-1000 de la ABCC8 humana (NP_000343.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q09428
Peso molecular de la proteína	177kDa
Envío	Bolsa de hielo