

Anticuerpo Policlonal De Conejo Abcf3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nuq8

Número de artículo: CM0019305

Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo ABCF3 es un anticuerpo policlonal adecuado para aplicaciones de WB, IHC-P y ELISA. Detecta ABCF3 humano, de ratón y de rata, una proteína implicada en la defensa antiviral contra flavivirus. Ideal para investigación de inmunodetección.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	ABCF3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EST201864; ABCF3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55324
GeneID	55324
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 del ABCF3 humano (NP_060828.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NUQ8
Peso Proteico	80kDa
Envío	Bolsa de hielo