

Anticuerpo Policlonal De Conejo Abhd12 Para Wb, Elisa - Q8N2K0

Número de artículo: CM0023224

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo ABHD12 validado para WB y ELISA. Dirigido contra ABHD12 humano, con reactividad cruzada con rata. Adecuado para estudiar la función de la lisofosfatidilserina lipasa en investigación neurológica y de metabolismo lipídico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ABHD12 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PHARC; ABHD12A; BEM46L2; hABHD12; C20orf22; dj965G21.2; ABHD12
Especie	Humano
GeneID (Humano)	26090
GeneID	26090
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 110-250 de la ABHD12 humana (NP_056415.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q8N2K0
Peso molecular de la proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo