

Anticuerpo Policlonal De Conejo Abhd5 - Q8Wts1

Número de artículo: CM0028867

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ABHD5 (CGI-58, Q8WTS1), validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con humano y ratón. Compatible con investigación en metabolismo lipídico, regulación de triacilgliceroles y diferenciación de queratinocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo ABHD5
Observaciones/Alias	CGI58; IECN2; NCIE2; ABHD5
Especie	Humano
GeneID (humano)	51099
GeneID	51099
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-349 de ABHD5 humano (NP_057090.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8WTS1
Peso Molecular de la Proteína	39kDa
Envío	Bolsa de hielo