

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Acbd5 - Q5T8D3

Número de artículo: CM0012864



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ACBD5 humano (Q5T8D3). Validado para Western blot y ELISA; adecuado para investigaciones sobre pexofagia, metabolismo lipídico y peroxisomas. Presenta reactividad cruzada con muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo contra ACBD5
Observaciones/Alias	RDLKD; ACBD5
Especie	Humano
GeneID (humano)	91452
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 170-440 de ACBD5 humano (NP_663736.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q5T8D3
Peso de la proteína	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo