


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Ace1 Para Wb, Ip, Elisa - P12821

Número de artículo: CM0002240



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la enzima convertidora de angiotensina humana (ACE1, CD143). Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Validado para western blotting, inmunoprecipitación y ELISA. Ideal para investigación sobre presión arterial y cardiovascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo ACE1
Observaciones/Alias	DCP; ACE1; DCP1; CD143
Especie	Humano
GeneID (humano)	1636
GeneID	1636
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1200-1306 de la ACE1 humana (P12821).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P12821
Peso proteico	150kDa
Envío	Bolsa de hielo