

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Acetilo-Alfa Tubulina K40 (Q71U36) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Número de artículo: CM0000175



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra la K40 acetilada de la alfa-tubulina humana (TUBA1A, Q71U36). Apto para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en citoesqueleto y neurobiología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Acetilo-alfa Tubulina -K40 Ac. Monoclonal de Conejo
Observaciones/Alias	LIS3; TUBA3; B-ALPHA-1; Acetilo-alfa Tubulina -K40
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7846
GeneID	7846
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético acetilado alrededor de la K40 de la alfa Tubulina humana (NP_001257328.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Acetilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q71U36
Peso Molecular de la Proteína	50 kDa
Envío	Bolsa de hielo